

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	064247
<b>Désignation</b>	Plaque Deepwell 96 puits 2 ml



---

### Description :

- ✓ Utilisée pour le stockage d'échantillons, la dilution et le séquençage de l'ADN
- ✓ En PP
- ✓ Stérile
- ✓ Puits carrés, fond plat
- ✓ Marquage alphanumérique
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Peut être utilisée avec des pipeteurs 8 et 12 canaux
- ✓ Compatible avec le film EZ Seal
- ✓ Livrée sans couvercle
- ✓ Nbr de puits par plaque : 96
- ✓ Volume des puits : 2 ml

### Unité de vente :

20 Plaques Deepwell 96 puits 2 ml

---