

FICHE TECHNIQUE

Référence	064251
Désignation	Plaque Deepwell 48 puits 5 ml



Description :

- ✓ Convient pour la dilution et le stockage
- ✓ En PP
- ✓ Non stérile
- ✓ Puits carrés, fond plat
- ✓ Marquage alphanumérique
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Compatible avec le film EZ Seal
- ✓ Livrée sans couvercle
- ✓ Nbr de puits par plaque : 48
- ✓ Volume des puits : 5 ml

Unité de vente :

20 Plaques Deepwell 48 puits 5 ml