

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	064253
<b>Désignation</b>	Plaque Deepwell 24 puits 10 ml



### Description :

- ✓ Convient pour la dilution et le stockage
- ✓ En PP
- ✓ Non stérile
- ✓ Puits carrés, fond plat
- ✓ Marquage alphanumérique
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Compatible avec le film EZ Seal
- ✓ Livrée sans couvercle
- ✓ Nbr de puits par plaque : 24
- ✓ Volume des puits : 10 ml

### Unité de vente :

20 Plaques Deepwell 24 puits 10 ml