

FICHE TECHNIQUE

Référence	064299
Désignation	TUBES DE CULTURE STERILES 5ml 12x75mm CAP 2 POSITIONS PP EN SACHET IND x500



Description :

- ✓ Tubes de culture stériles 5 ml
- ✓ En polypropylène
- ✓ 12 x 75 mm
- ✓ Centrifugation jusqu'à 6000 x g
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Bouchon double position
- ✓ Stérilisation gamma

Unité de vente :

500 tubes