

FICHE TECHNIQUE

Référence	064308
Désignation	Tube de culture stérile en polypropylène avec bouchon 2 positions 16 ml

Description :

- ✓ Les tubes à essai stériles Caplugs Evergreen sont idéaux pour la culture cellulaire et d'autres applications nécessitant une surface stérile. Les capuchons ont des nervures intérieures pour des ajustements à deux positions : lâche ou serré.
- ✓ Bout rond
- ✓ Diamètre : 17 mm
- ✓ Hauteur : 100 mm
- ✓ Capacité : 16 ml
- ✓ Matériau tube : Polypropylène
- ✓ Matériau bouchon : PE-LD
- ✓ Stérile (irradié gamma)
- ✓ Autoclavable

Unité de vente :

500 Tubes
