

Désignation

- Flacon stérile à jupe 1,5 ml

Référence

- 064399

Unité de vente : 500



Description

- Recommandés pour conserver les cultures cellulaires, les échantillons de sang/sérum, le sperme et d'autres échantillons biologiques à des températures d'azote liquide en phase vapeur (-195°C)
- Avec bouchon
- Coloris naturel
- Stérile (irradiation gamma)
- Volume : 1,5 ml
- Filetages externes
- Matière :
- Bouchon : Polyethylene (PE)
- Flacon : Copolymère de polypropylène (PPC)
- En vrac

