


FICHE TECHNIQUE

Référence	065313B
Désignation	Tube de culture 15 ml



Description :

- ✓ Matériau : fabriqué à partir de verre borosilicaté à expansion 51
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : pas de vis 15-415 - livré sans bouchon - à commander séparément
- ✓ tubes à usage unique emballés par plateaux sous film plastique

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : non
- ✓ Conforme aux exigences USP Type I et ASTM E438 Type I Classe B

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 16 x 100 mm

Unité de vente : 1 000 Tubes de culture 15 ml
