

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	065321
<b>Désignation</b>	Capuchon 15-415



---

### Description :

- ✓ Bouchon phénolique facé PTFE
- ✓ Avec joint caoutchouc
- ✓ Pour tubes de culture
- ✓ Coloris : noir

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable, spécialement formulé pour résister aux autoclavages répétés
- ✓ Très résistants aux effets chimiques

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions 15 - 415

### Unité de vente :

500 Capuchons 15 -415

---