


FICHE TECHNIQUE

Référence	065422
Désignation	Pipette Pasteur 230 mm



Description :


- ✓ Pipette Pasteur non cotonnée
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Non fermée

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Résistance eau DIN ISO 719: classe 3 ; résistance acide DIN 12116: classe 1 ;
résistance alcali ISO 695: classe 2

Caractéristiques techniques :

- ✓ Longueur totale : 227,5 mm
- ✓ Ø ext. D1 (entrée) : 6,95 mm
- ✓ Ø ext D2 (sortie) : 1,5 mm



Unité de vente :

250 Pipettes Pasteur