

## Datenblatt - Data Sheet

Customer: **SCHOTT**

Article: **Pasteurpipetten, 150mm, Soda, Watte gestopft**  
*Pasteur Pipettes, 150mm, Soda, cotton plugged*

Our Article No: **M4150NW250SP4**

Material: **Soda-Kalk-Glas**  
 (Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719: Klasse 3; Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Klasse 1; Laugenbeständigkeit nach ISO 695: Klasse 2)

*Soda Lime Glass  
 (Water resistance DIN ISO 719: class 3; Acid resistance DIN 12116: class 1; Alkali resistance ISO 695: class 2)*

**Nicht Autoklavierbar mit Watte / Not autoclavable with cotton**

Dimension/Standard: **ISO 7712**

**L Gesamtlänge: 145-150 mm**  
*over all length*

**D1 Aussendurchmesser : Ø6,95 mm**  
*outside diameter*

**D2 Aussendurchmesser Spitze: Ø1,5 mm**  
*Outside diameter tip*

