


FICHE TECHNIQUE

Référence	065469
Désignation	Pipettes Pasteur

Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Cotonnées
- ✓ Non fermées
- ✓ 230 mm
- ✓ Non autoclavable
- ✓ L = longueur totale 225 – 230 mm
- ✓ D1 = Ø extérieur 6,95 mm
- ✓ D2 = Ø extérieur 1,2 – 1,8 mm



Unité de vente :

250 Pipettes Pasteur
