

Datenblatt - *Data Sheet*

Customer:	Schott
Article:	Pasteurpipetten, 230mm, Soda, Watte gestopft <i>Pasteur Pipettes, 230mm, Soda, cotton plugged</i>
Article No:	M4230NW250SP4
Material:	Soda-Kalk-Glas (Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719: Klasse 3; Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Klasse 1; Laugenbeständigkeit nach ISO 695: Klasse 2) <i>Soda Lime Glass</i> (Water resistance DIN ISO 719: class 3; Acid resistance DIN 12116: class 1; Alkali resistance ISO 695: class 2) Nicht Autoklavierbar mit Watte / Not autoclavable with cotton
Dimension/Standard:	ISO 7712 L Gesamtlänge: 225-230 mm <i>over all length</i> D1 Aussendurchmesser : Ø6,95 mm <i>outside diameter</i> D2 Aussendurchmesser Spitze: Ø1,2-1,8 mm <i>Outside diameter tip</i>

