

## Datenblatt - Data Sheet

Customer

**SCHOTT**

Article:

**Pasteurpipetten, 230mm, Soda, VE: 4x250**

**Watte gestopft, geschlossene Spitze**

*Pasteur Pipettes, 230mm, Soda, 4x250*

*Cotton plugged, closed tip*

Artikelnr. des Lieferaten  
Our Article No:

**M4230OW250SP4**

Material:  
Material:

**Soda-Kalk-Glas**

(Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719: Klasse 3; Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Klasse 1; Laugenbeständigkeit nach ISO 695: Klasse 2)

*Soda Lime Glass*

*(Water resistance DIN ISO 719: class 3; Acid resistance DIN 12116: class 1; Alkali resistance ISO 695: class 2)*

**Nicht Autoklavierbar mit Watte / Not autoclavable with cotton**

Abmessungen/Norm:  
Dimension/Standard:

**ISO 7712**

**L Gesamtlänge: 227,5 mm**

*over all length*

**D1 Aussendurchmesser : Ø6,95 mm**

*outside diameter*

**D2 Aussendurchmesser Spitze: Ø1,5 mm**

*Outside diameter tip*

