

Datenblatt - Data Sheet

Customer:	SCHOTT
Article:	Pasteurpipetten, 270mm, Soda, <i>Pasteur Pipettes, 270mm, Soda</i>
Our Article No:	91704032 / M4270NO250SP4
Material:	Soda-Kalk-Glas (Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719: Klasse 3; Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Klasse 1; Laugenbeständigkeit nach ISO 695: Klasse 2) <i>Soda Lime Glass</i> (Water resistance DIN ISO 719: class 3; Acid resistance DIN 12116: class 1; Alkali resistance ISO 695: class 2) Autoklavierbar / Autoclavable
Dimension/Standard:	ISO 7712 (Angelehnt an / acc.) L Gesamtlänge: 270 mm <i>over all length</i> D1 Aussendurchmesser : Ø6,95 mm <i>outside diameter</i> D2 Aussendurchmesser Spitze: Ø1,5 mm <i>Outside diameter tip</i>

