

Datenblatt - Data Sheet

Customer:

SCHOTT

Article:

Pasteurpipetten, 270mm, Soda, Watte gestopft

Soda Pasteurpip., 270mm, Sp. 1,0-1,2mm, Soda, Cotton plugged

Our Article No:

M4270NW250SP4

Material:

Soda-Kalk-Glas

(Wasserbeständigkeit nach DIN ISO 719: Klasse 3; Säurebeständigkeit nach DIN 12116: Klasse 1; Laugenbeständigkeit nach ISO 695: Klasse 2)

Soda Lime Glass

(Water resistance DIN ISO 719: class 3; Acid resistance DIN 12116: class 1; Alkali resistance ISO 695: class 2)

Nicht Autoklavierbar mit Watte / Not autoclavable with cotton

Dimension/Standard:

ISO 7712 (Angelehnt an / acc.)

L Gesamtlänge: 270 mm

over all length

D1 Aussendurchmesser : Ø6,95 mm

outside diameter

D2 Aussendurchmesser Spitze: Ø1,5 mm

Outside diameter tip

