

FICHE TECHNIQUE

Référence	066004
Désignation	Micropipette 20 – 100 µl



Description :

- ✓ Micropipette monocanal Pipetman Classic P100 Gilson
- ✓ Légère, avec une prise en main optimisée
- ✓ Robuste, constituée de matériaux hautement résistant tel que le PVDF et l'acier inoxydable

Certificats :

- ✓ Partie basse et éjecteur autoclavable
- ✓ Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume variable : 20 – 100 µl
- ✓ Incrément : 0,2 ml
- ✓ Pointes adaptées : D200, DF100

Unité de vente :

1 Micropipette