

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	066022
<b>Désignation</b>	Pointes Diamond D10 0,1-10 µl



### Description :

- ✓ Pointes fines et souples
- ✓ Avec graduations
- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérilisées, garanties sans RNase, DNase, ADN, ATP, pyrogènes et métaux trace détectables
- ✓ Autoclavables
- ✓ Etanchéité parfaite : anneau d'étanchéité assurant fiabilité et reproductibilité à chaque pipetage
- ✓ En vrac (sachet 5x200)
- ✓ Volume 0,1-10 µl

### Unité de vente :

1000 Pointes Diamond D10 0,1-10 µl