

FICHE TECHNIQUE

Références	066029-066031 -066033 066022-066024-066026- 066027
Description	Pointes Diamond Gilson



Référence	Volume (µl)	Type	Coloris	Unité d'emballage
066029	10	D10	Rouge	10000
066031	200	D200	Jaune	10000
066033	1000	D1000	Bleu	10000
066022	10	D10	Rouge	5 X 200
066024	200	D200	Jaune	5 X 200
066026	1000	D1000	Bleu	5 X 200
066027	5000	D5000	Violet	3 X 334

Caractéristiques :

Pointe de précision à paroi fine et diamètre interne, limitant les effets de capillarité
 Un anneau d'étanchéité assure une adaptation parfaite sur le Pipetman
 Exempt de métal
 Exempt de nucléases, RNase, DNase et protéase
 Certificat de qualité dans chaque boîte
 En vrac (sachet)

Conditionnement :

Voir tableau ci-dessus