



REF N° F161230/F161210	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	PIPETMAN DIAMOND tip D10ML, 10 000µl	



1	Description /Spécification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tip D10mL, 10 000µl F161230 - F161210 : Standard
1.2	Dimensions	Longueur : 161 mm Diamètre Intérieur pointe : 1,9 mm Diamètre extérieur : 18,4 mm
1.3	Volume	1 - 10 mL
1.4	Matériau / Plastique	PP ( Pure Polypropylene )
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F161230 - F16121 : N/A
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P10ML - P10ML G -P10ML L - C10ML

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière ( polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	Température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Version standard seulement : 121°C/20 min/1bar
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F161230 - F1612101 : N/A
2.6	Tracabilité	Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F161230	F161210
3.1	Pièces/Unité	30 / Tipack( Rack PP autoclavable)	200/sachet
3.2	Pièces /Unité commerciale	240	200
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 ( A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres	
3.5	Code couleur	Tipack bleu clair	sticker lot bleu clair