

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	066028
<b>Désignation</b>	Pointes DIAMOND 10 ml Gilson



### Description :

- ✓ En polypropylène
  - ✓ Exemptes de traces de métaux
  - ✓ Pointes stérilisées
  - ✓ Garanties sans RNases, DNases, ARN, ADN, ATP et pyrogènes
  - ✓ Répondant aux standards de qualité européen IVD Directive 98/79/EC (marquage CE-IVD)
  - ✓ Certificats Qualité téléchargeables sur le site internet Gilson
- 
- ✓ Vrac, en sachet de 50 unités
  - ✓ Volume : 10 ml

### Unité de vente :

200

---