



REF N° F171100 /F171101 /F167101/F167201/F161630/ F161631	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 /1
PIPETMAN DIAMOND tips D10 , 10 µl , gradué		



1	Description /Spécification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tip, Gradué , 10 µl F171100 - F167101 - F161630 - F161631 : Standard F171101 - F167201 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 31,2 mm Diamètre Intérieur pointe : 0,4 mm Diamètre extérieur : 6 mm
1.3	Volume	0.1 - 10 µl
1.4	Matériau / Plastique	PP (Pure Polypropylène)
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F171100 - F167101 - F161630 - F161631 : N/A F171101 - F167201 : Par radiation
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P2 - P10 - P2N - P10N - P2G - P10G - F1L - F2L - F5L - F10L - P2L - P10L - P8x10L - P12x10L - P10M - C10

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Version standard seulement : 121°C/20 min/1 bar
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F171100 - F167101 - F161630 - F161631 : N/A F171101 - F167201 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Tracabilité	Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F171100 - F167101 - F171101 - F167201	F161631	F161630
3.1	Pièces/Unité	96 / Tipack(Rack PP autoclavable	200/sachet	1000/sachet
3.2	Pièces /Unité commerciale	960	1 000	10 000
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 (A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres		
3.5	Code couleur	Tipack rouge	sticker lot rouge	sticker lot rouge