

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	066034
<b>Désignation</b>	Pointes Diamond D10 0,1-10 µl



---

### Description :

- ✓ Pointes fines et souples
- ✓ Avec graduations
- ✓ En polypropylène
- ✓ Stérilisées, garanties sans RNase, DNase, ADN, ATP, pyrogènes et métaux trace détectables
- ✓ Autoclavables
- ✓ Etanchéité parfaite : anneau d'étanchéité assurant fiabilité et reproductibilité à chaque pipetage
- ✓ Tipack : portoir avec couvercle de type Rocky Rack, il est facile de monter 8 ou 12 pointes sur une pipette multicanaux d'un simple mouvement de balancier aller-retour (rack 10x96)
- ✓ Volume 0,1-10 µl

### Unité de vente :

960 Pointes Diamond D10 0,1-10 µl

---