

FICHE TECHNIQUE

Référence	066035
Désignation	Pointes Gilson



Description :

- ✓ Pointe de précision à paroi fine et diamètre interne, limitant les effets de capillarité
- ✓ Un anneau d'étanchéité assure une adaptation parfaite sur le PIPETMAN
- ✓ Exempt de métal
- ✓ Exempt de nucléases, RNase, DNase et protéase
- ✓ TIPACK : portoir avec couvercle de type Rocky Rack ; il est facile de monter 8 ou 12 pointes sur une pipette multicanaux d'un simple mouvement de balancier aller-retour
- ✓ Volume : 10 μ l

Unité de vente :

960 Pointes
