

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	066044
<b>Désignation</b>	Pointe 0,1 - 10 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe PIPETMAN DIAMOND Tips D10 Gilson
- ✓ Matériau : polypropylène - 100% pur propylène vierge reconnu pour ses propriétés hydrophobes
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Conditionné en "TOWERPACK" : utilise 60 % moins d'espace sur votre paillasse et 70 % moins de plastique qu'une boîte de supports ordinaire. Les supports peuvent être rechargés d'une seule main, sans toucher les pointes. Le TOWERPACK s'utilise avec la boîte

### Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui 121°C 0,1 Mpa 20 minutes
- ✓ Certificat : répond aux standards de qualité européen IVD Directive 98/79/EC (marquage CE-IVD)

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 0,1 - 10 µl
- ✓ Dimensions : Long 31,2 mm
- ✓ Conditionnement : 10 x 96 pointes sur rack

### Unité de vente :

960 Pointes