

FICHE TECHNIQUE

Référence	066046
Désignation	Pointes DIAMOND



Description :

- ✓ Pointe de précision à paroi fine et diamètre interne, limitant les effets de capillarité
- ✓ Un anneau d'étanchéité assure une adaptation parfaite sur le PIPETMAN
- ✓ Exempt de métal
- ✓ Exempt de nucléases, RNase, DNase et protéase
- ✓ Certificat de qualité dans chaque boîte
- ✓ Tour de 10 plateaux de pointes à charger d'un geste dans un portoir
- ✓ Volume : 200 μ l

Unité de vente :

960 Pointes
