



| | | |
|---|-----------------------|------------|
| REF N° F171500/F167104/ F161670/F161671/F172500/F167014/F17 1501/F167204 /F161340/F172501 | SPECIFICATION PRODUIT | PAGE 1 / 1 |
| PIPETMAN DIAMOND tip D1000 , 1000 µl , gradué | | |



| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Description /Spécification | |
| 1.1 | Description | PIPETMAN DIAMOND tip D1000 , 1000 µl , gradué F171500 - F167104 - F161670 - F161671 - F172500 - F167014 : Standard F171501 - F167204 - F161340 - F172501 : Stérilisé |
| 1.2 | Dimensions | Longueur : 66,5 mm Diamètre Intérieur pointe : 0,85 mm Diamètre extérieur : 8,9 mm |
| 1.3 | Volume | 100 - 1000 µL |
| 1.4 | Matériau / Plastique | PP (Pure Polypropylene) |
| 1.5 | Couleur | Translucide |
| 1.6 | Stérilisation | F171500 - F167104 - F161670 - F161671 - F172500 - F167014 : N/A F171501 - F167204 - F161340 - F172501 : Par radiation |
| 1.7 | Contrôle Qualité | Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications |
| 1.8 | Autre Information | Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P1000 - P1000N - F250 à F1000 - P1000G - F300L - F400L - F500L - F1000L - P1000L - P1000M |

| | | |
|-----|----------------------|--|
| 2 | Caractéristiques | |
| 2.1 | Caractéristiques | La géométrie optimisée et la matière(polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents |
| 2.2 | Gamme de température | Température maximum environ 140°C |
| 2.3 | Autoclavabilité | Version standard seulement : 121°C/20 min/1 bar |
| 2.4 | Résistance chimique | Voir table de compatibilité chimique |
| 2.5 | Date de péremption | F171500 - F167104 - F161670 - F161671 - F172500 - F167014 : N/A F171501 - F167204 - F161340 - F172501 : 5 ans suivant date de stérilisation |
| 2.6 | Traçabilité | Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot |
| 2.8 | Autre Information | Validation suivant protocole ISO 8655 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3 | Conditionnement / Identification | F171500 - F167104 - F172500 - F167014 - F171501 - F167204 - F172501 | F161340 | F161670 | F161671 |
| 3.1 | Pièces/Unité | 96 / Rack(Rack PP autoclavable) | 1/Blister | 1 000/ sachet | 200/ sachet |
| 3.2 | Pièces /Unité commerciale | 960 (F171500 - F171501 - F172500 - F172501) 672 (F167104 - F167204) 576 (F167014) | 400 | 10 000 | 1 000 |
| 3.4 | Codification N° de lot | ABCD1/0000 (A : lot matière / B :N° de la presse / C&D : N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres | | | |
| 3.5 | Code couleur | Tipack bleu | sticker lot bleu | sticker lot bleu | sticker lot bleu |