

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	066048
<b>Désignation</b>	Pointe DIAMOND



### Description :

- ✓ Pointes stérilisées garanties sans RNases, DNases, ARN, ADN, ATP, pyrogènes et métaux trace détectables
- ✓ 100% pur polypropylène
- ✓ Répondent aux standards de qualité européen IVD directive 98/79/EC (marquage CE-IVD)
- ✓ Pointes fines et souples. Géométrie parfaite assurant exactitude et reproductibilité des pipetages sans formation de gouttelettes
- ✓ Filtre polyéthylène haute densité : barrière efficace contre les aérosols
- ✓ Towerpack : système de recharge
- ✓ Tour de 7 plateaux de 96 pointes à charger d'un geste dans un portoir
- ✓ Volume 200 – 1000 µl

### Unité de vente :

672 Pointes DIAMOND