



REF N° F171400 / F167105 / F161730 / F161731 / F171401 / F167205	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	PIPETMAN DIAMOND tip D300 , 300 µl , gradué	



1	Description /Spécification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tip D300 , 300 µl , gradué F171400 - F167105 - F161730 - F161731 : Standard F171401 - F167205 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 51,5 mm Diamètre Intérieur pointe : 0,4 mm Diamètre extérieur : 7,3 mm
1.3	Volume	20 - 300 µL
1.4	Matériau / Plastique	PP ( Pure Polypropylène )
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F171400 - F167105 - F161730 - F161731 : N/A F171401 - F167205 : Par radiation
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P200 - P200N - P8x200N - P12x200N - F200 - P200G - F250L - P200L - P8x200L - P12x200L - P8x300L - P12x300L - P200M - P8x200M - P12x200M - P8x300M - P12x300M - C300 - C8x300 - C12x300

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière( polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	Température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Version standard seulement : 121°C / 20 min / 1 bar
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F171400 - F167105 - F161730 - F161731 : N/A F171401 - F167205 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Traçabilité	Traçabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F171400 - F167105 - F171401 - F167205	F161731	F161730
3.1	Pièces/Unité	96 / Rack( Rack PP autoclavable)	200/sachet	1000/sachet
3.2	Pièces /Unité commerciale	960	1 000	10 000
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 ( A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres		
3.5	Code couleur	Tipack vert	sticker lot vert	sticker lot vert