



REF N° F171203 / F172203	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	PIPETMAN DIAMOND tip DFL10 , 10 µl , cône à filtre , gradué	



1	Description /Spécification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tip DFL10 , 10 µl , cône à filtre ,gradué F171203 - F172203 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 46 mm Diamètre intérieur pointe : 0,4 mm Diamètre extérieur : 7,3 mm
1.3	Volume	0.1 - 10 µl
1.4	Matériau / Plastique	PP ( Pure Polypropylène )
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F171203 : Par radiation
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P2 - P10 - P2N - P10N - P8x20N - P12x20N - P2G - P10G - F1L - F2L - F5L - F10L - P2L - P10L - P8x10L - P12x10L - P10M - P8x10M - P12x10M - C10 - C8x10 - C12x10

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière ( polypropylène pur ) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	Température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Non Applicable sur cône à filtre
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F171203 - F172203 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Traçabilité	Traçabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F171203 - F172203
3.1	Pièces/Unité	96 / Tipack
3.2	Pièces /Unité commerciale	960
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 ( A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres
3.5	Code couleur	Tipack rouge