

Désignation

- Portoir trio pour 3 micropipettes Gilson

Référence

- 066089

Unité de vente : 1



Description

- Le Stand TRIO™ est un support de pipettes robuste et peu encombrant, permettant de stocker en toute sécurité jusqu'à trois pipettes PIPETMAN®.
- Protection des pipettes
- Le Stand de pipettes TRIO permet de protéger vos pipettes des risques de contamination sur votre paillasse. Les pipettes sont suspendues verticalement sur le support, ce qui empêche les liquides de pénétrer et de contaminer l'embout de la pipette.
- Organisation pour une meilleure productivité
- Peu encombrant, le Stand TRIO permet de garder votre paillasse organisée et vos pipettes à portée de main. Fabriqué à partir de matériaux résistant aux produits chimiques, le Stand peut être utilisé dans la plupart des laboratoires. Son aspect transparent vous permet également de voir les éléments se trouvant derrière lui.

