

## Désignation

- Portoir mural pour 1 micropipette Gilson

## Référence

- 066090

Unité de vente : 1



---

## Description

- Le support SINGLE™ Pipette Holder constitue une option pratique pour accrocher une pipette monocanal ou multicanaux PIPETMAN®, qui sera protégée de la contamination sans occuper d'espace précieux sur la paillasse.
- Libérez l'espace sur votre paillasse
- Le support pour pipettes SINGLE adhère solidement à toute surface lisse et sèche ou peut être fixé avec des vis, libérant ainsi l'espace sur la paillasse, ce qui en fait une solution idéale lorsque l'espace de travail est limité. Le support peut être réglé de sorte que la pipette repose verticalement ou horizontalement.
- Protection des pipettes
- Le support pour pipettes SINGLE peut être utilisé pour une pipette monocanal ou multicanaux, qu'il protégera contre la contamination et les dommages. Lorsque le support est réglé pour que la pipette repose verticalement, les liquides ne peuvent pas couler à l'intérieur de l'embout de la pipette. Le socle en polycarbonate est résistant à la plupart des produits chimiques et à la lumière ultraviolette.

