

Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
066124	ENSEMBLE CAPILLAIRE-PISTON CP100 PR MICROMAN M100 TIPACK RACK/96 STERILE GILSON	GILSON

**Type de produit / *Product category***

Consommable / *Consumable*

**Fabrication / *Production***

Ce produit est fabriqué à partir de matières premières provenant d'Europe. Les matières des racks et cônes sont recyclables. La suppression des "carottes" d'injection permet une économie de 30 à 60% de matière selon les modèles.

*The raw materials used for this product come from Europe. The materials of the racks and cones are recyclable. The elimination of injection "sprouts" allows a saving of 30 to 60% of material depending on the model.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est en carton et matières plastiques (sachets et racks). Les racks, boîtes et sachets sont recyclables.

*The product packaging is made of cardboard and plastic materials (bags and racks). Racks, boxes and bags are recyclable.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en France.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in France.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Gilson](#)