



REF N° F148114/F148014/F148714	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 /1
	CAPILLAIRE PISTON CP250 , 250 µl	

1	Description /Spécification	
1.1	Description	CAPILLAIRE PISTON 250 µl F148114/F148014 : Standard F148714 : Stérilisé
1.2	Dimensions	Longueur : 86,2 mm Diamètre Intérieur pointe : 1,26 mm Diamètre extérieur (haut-milieu-bas) : 9,4 - 4 - 4 mm
1.3	Volume	50- 250 µl
1.4	Matériau / Plastique	Capillaire : Polypropylène - Piston : Polyethylene
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F148114/F148014 : N/A F148714 : Oxyde d'éthylène (EtO)
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : MICROMAN M250 & M250E

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Non
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F148114/F148014 : N/A F148714 : 5 ans suivant date de stérilisation
2.6	Tracabilité	Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F148014	F148114	F148714
3.1	Pièces/Unité	96/Tipack - CP assemblés - en rack	CP en vrac	96/Tipack - CP assemblés - en rack stérile
3.2	Pièces /Unité commerciale	960	200	576
3.4	Codification N° de lot	B0XXXXXXS : 3 derniers digits représente l'anneé de production et la semaine		
3.5	Code couleur	Rouge		