

FICHE TECHNIQUE

Référence	066175
Désignation	Joint torique + étanchéité pour PIPETMAN® P100 Gilson



Description :

Ces joints et joints toriques sont des pièces de rechange pour les modèles de pipettes suivants :

PIPETMAN® Classic

PIPETMAN Neo

PIPETMAN G (modèles P5000G et P10mLG)

PIPETMAN L (modèles P5000L et P10mL)

PIPETMAN L Fixed (modèle F5000L).

Unité de vente : 5 Joints toriques + étanchéité