

## Désignation

- Kit 5 joints (de piston et torique) pour P1000 P1000N F250 F300 F400 F500 F1000

## Référence

- 066176

Unité de vente : 1



---

## Description

- Joint de piston et joint torique, P1000, P1000N, F250, F300, F400, F500, F1000
- Ces joints et joints toriques sont des pièces de rechange pour les modèles de pipettes suivants : PIPETMAN® Classic, PIPETMAN Neo, PIPETMAN G (modèles P5000G et P10mLG), PIPETMAN L (modèles P5000L et P10mL) et PIPETMAN L Fixed (modèle F5000L). Cinq ensembles sont inclus.

