

Désignation

- Kit 5 joints P20

Référence

- 066178



Unité de vente : 1

Description

- Joint de piston et joint torique, P20, P20N, F2, F5, F10, F20
- Ces joints et joints toriques sont des pièces de rechange pour les modèles de pipettes suivants : PIPETMAN® Classic, PIPETMAN Neo, PIPETMAN G (modèles P5000G et P10mLG), PIPETMAN L (modèles P5000L et P10mL) et PIPETMAN L Fixed (modèle F5000L). Cinq ensembles sont inclus.

