

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	066179
<b>Désignation</b>	Joint torique + étanchéité pour PIPETMAN® P200 Gilson



### Description :

Ces joints et joints toriques sont des pièces de rechange pour les modèles de pipettes suivants :

PIPETMAN® Classic

PIPETMAN Neo

PIPETMAN G (modèles P5000G et P10mLG)

PIPETMAN L (modèles P5000L et P10mL)

PIPETMAN L Fixed (modèle F5000L).

### Unité de vente :

5 Joints toriques + étanchéité