



REF N° F161370/F161571	SPECIFICATION PRODUIT	PAGE 1 / 1
	PIPETMAN DIAMOND tip D5000, 5 000µl	



1	Description /Specification	
1.1	Description	PIPETMAN DIAMOND tip, 5 000µl F161370 - F161571 : Standard
1.2	Dimensions	Longueur : 103 mm Diamètre Intérieur pointe : 1,5 mm Diamètre extérieur : 15 mm
1.3	Volume	0,5 - 5 mL
1.4	Matériau / Plastique	PP (Pure Polypropylene)
1.5	Couleur	Translucide
1.6	Stérilisation	F161370 - F161571 : N/A
1.7	Contrôle Qualité	Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications
1.8	Autre Information	Usage unique Modèles de pipettes appropriés : P5000 - F5000 - P5000G - F5000L - P5000L - C5000

2	Caractéristiques	
2.1	Caractéristiques	La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents
2.2	Gamme de température	Température maximum environ 140°C
2.3	Autoclavabilité	Version standard seulement : 121°C /20 min/1bar
2.4	Résistance chimique	Voir table de compatibilité chimique
2.5	Date de péremption	F161370 - F161571 : N/A
2.6	Traçabilité	Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot
2.8	Autre Information	Validation suivant protocole ISO 8655

3	Conditionnement / Identification	F161370	F161571
3.1	Pièces/Unité	50 / Tipack(Rack PP autoclavable)	334/ sachet
3.2	Pièces /Unité commerciale	600	1002
3.4	Codification N° de lot	ABCD1/0000 (A : lot matière / B :N° de la presse / C&D :N° de moule 1 : Année de Fabrication / 00000 : index avec 5 chiffres	
3.5	Code couleur	Tipack violet	sticker lot violet