

FICHE TECHNIQUE

Référence	066199
Désignation	Pointes Diamond



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pointe de précision à paroi fine et diamètre interne, limitant les effets de capillarité
- ✓ Un anneau d'étanchéité assure une adaptation parfaite sur le PIPETMAN
- ✓ Stérilisées garanties sans RNases, DNases, ARN, ADN, ATP, pyrogènes et métaux trace détectables
- ✓ SterilPack : emballage individuel sous blister. Doit être complété par des boîtes vides réf. 066173
- ✓ Graduées
- ✓ Volume : 2 - 200 μ l
- ✓ Code couleur : jaune

Unité de vente :

400 Pointes