

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	066406
<b>Désignation</b>	Pointes Gilson



### Description :

- ✓ Pointe de précision à paroi fine et diamètre interne, limitant les effets de capillarité
- ✓ Un anneau d'étanchéité assure une adaptation parfaite sur le PIPETMAN
- ✓ Exempt de métal
- ✓ Exempt de nucléases, RNase, DNase et protéase
- ✓ En vrac
- ✓ Volume : 1200 µl

### Unité de vente :

1000 Pointes

---