

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	Voir tableau
<b>Désignation</b>	Pointes PIPETMAN DIAMOND En TIPACK stérilisé



### Description :

- ✓ Exemptes de traces de métaux
- ✓ Pointes stérilisées aux rayons gamma
- ✓ Garanties sans RNases, DNases, ARN, ADN, ATP et pyrogènes
- ✓ Répondant aux standards de qualité IVD Directive 98/79/EC (marquage CE-IVD)
- ✓ Certificats Qualité téléchargeables sur le site internet Gilson
- ✓ Présentées en TIPACK (racks) de 96 pointes

Référence	Type de pointe	Volume	Unités / carton
066039	<b>D10</b>	10 µl	96 x 10
066040	<b>DL10</b>	10 µl (longue)	96 x 10
066041	<b>D200</b>	200 µl	96 x 10
066042	<b>D300</b>	300 µl	96 x 10
066043	<b>D1000</b>	1000 µl	96 x 10
066408	<b>D1200</b>	1200 µl	96 x 10

**Unité de vente :**

1