

Notation produit / *Product Rating*

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i> | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 066803 | PIPETMAN G 0,2-2µl EJECTEUR METAL GILSON | GILSON |

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Pour les pipettes, Gilson travaille avec l'injection de gaz pour réduire le poids et la quantité de matière. Gilson propose également un SAV pour la maintenance de ce produit.

This product is made using gas injection to reduce the weight and amount of material used. Gilson also offers after-sales services for product maintenance.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est en carton et matières plastiques. Les barquettes sont en matières recyclée.

The product packaging is made of cardboard and plastic materials (PR/PP). Trays are made from recycled material.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en France.

The product is manufactured in Europe, more precisely in France.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Gilson](#)