

## Désignation

- PIPETMAN G 100-1000 $\mu$ L EJECTEUR METAL GILSON

## Référence

- 066813

Unité de vente : 1



---

## Description

- PIPETMAN®, reconnu pour sa fiabilité et sa durabilité comme un standard du pipetage, est une pipette à déplacement à air, entièrement ajustable, et qui utilise des pointes de pipettes jetables. PIPETMAN associe justesse et précision à une durabilité légendaire et permet un pipetage et une manipulation faciles.
- Volume réglable ou fixe
- Volume nominal 1 000  $\mu$ L
- Erreur systématique ( $\mu$ L) 100  $\mu$ L  $\pm$  3,00 500  $\mu$ L  $\pm$  4,00 1 000  $\mu$ L  $\pm$  8,00
- Erreur aléatoire ( $\mu$ L) 100  $\mu$ L  $\leq$  0,60 500  $\mu$ L  $\leq$  1,00 1 000  $\mu$ L  $\leq$  1,50
- Erreur systématique (%) 10 %  $\pm$  3,00 50 %  $\pm$  0,80 100 %  $\pm$  0,80
- Erreur aléatoire (%CV) 10 %  $\leq$  0,60 50 %  $\leq$  0,20 100 %  $\leq$  0,15
- Type de pipette : Manuel Déplacement d'air
- Plage de volumes 100-1000  $\mu$ L
- Modèle de pipette P1000
- Plage de pipettes PIPETMAN
- Connecté Non
- Nombre de canaux 1
- Volume : 1000  $\mu$ L
- Type d'éjecteur : Métal
- Garantie 3 ans

