



### MW 7885 Micro-ondes Solo

- Design compact avec un volume de remplissage de 17L, convient parfaitement à chaque cuisine et à chaque ménage
- Avec 6 niveaux de puissance et une fonction pratique de décongélation pour que même les plats congelés puissent être réchauffés en douceur.
- minuterie de 30 minutes avec signal de fin
- Intérieur laqué et résistant à la chaleur convient également pour un nettoyage sans effort.
- poignée et bouton de réglage avec éléments chromés

### Aperçu des données importantes

Puissance	700 Watt
Couleur / Matériau	noir / blanc / acier inoxydable / Plastique
Longueur du câble	
Dimensions de l'emballage	47,0 x 39,3 x 27,0 cm
Poids brut, emballage compris	10,94 kg
Dimensions du produit	44,5 x 36,0 x 24,0 cm
Poids net	9,84 kg
Emballage couleur (UE)	1 pce
EAN	4008146042034
Autres caractéristiques spéciales	- Capacité: 17 Litre - Minuteur: oui

### Détails du produit



plateau tournant pratique facilement amovible avec un diamètre de 24,5cm.



6 niveaux de puissance, y compris la fonction de décongélation pour un réchauffement en douceur des aliments congelés.