



| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| REF N° F148114/F148014/F148714 | SPECIFICATION PRODUIT | PAGE 1 /1 |
| | CAPILLAIRE PISTON CP250 , 250 µl | |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Description /Spécification | |
| 1.1 | Description | CAPILLAIRE PISTON 250 µl F148114/F148014 : Standard F148714 : Stérilisé |
| 1.2 | Dimensions | Longueur : 86,2 mm Diamètre Intérieur pointe : 1,26 mm Diamètre extérieur (haut-milieu-bas) : 9,4 - 4 - 4 mm |
| 1.3 | Volume | 50- 250 µl |
| 1.4 | Matériau / Plastique | Capillaire : Polypropylène - Piston : Polyethylene |
| 1.5 | Couleur | Translucide |
| 1.6 | Stérilisation | F148114/F148014 : N/A F148714 : Oxyde d'éthylène (EtO) |
| 1.7 | Contrôle Qualité | Contrôle matière Contrôle du produit : Contrôle des caractéristiques selon nos spécifications |
| 1.8 | Autre Information | Usage unique Modèles de pipettes appropriés : MICROMAN M250 & M250E |

| | | |
|-----|----------------------|---|
| 2 | Caractéristiques | |
| 2.1 | Caractéristiques | La géométrie optimisée et la matière (polypropylène pur) assurent la distribution complète pour des résultats cohérents |
| 2.2 | Gamme de température | température maximum environ 140°C |
| 2.3 | Autoclavabilité | Non |
| 2.4 | Résistance chimique | Voir table de compatibilité chimique |
| 2.5 | Date de péremption | F148114/F148014 : N/A F148714 : 5 ans suivant date de stérilisation |
| 2.6 | Tracabilité | Tracabilité complète de la production à l'utilisateur Certificat de conformité avec protocoles et seuils de détections pour chaque lot |
| 2.8 | Autre Information | Validation suivant protocole ISO 8655 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|------------|--|
| 3 | Conditionnement / Identification | F148014 | F148114 | F148714 |
| 3.1 | Pièces/Unité | 96/Tipack - CP assemblés - en rack | CP en vrac | 96/Tipack - CP assemblés - en rack stérile |
| 3.2 | Pièces /Unité commerciale | 960 | 200 | 576 |
| 3.4 | Codification N° de lot | B0XXXXXXS : 3 derniers digits représente l'année de production et la semaine | | |
| 3.5 | Code couleur | Rouge | | |