

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	067528
<b>Désignation</b>	Micropipette multicanaux



### Description :

- ✓ Micropipette motorisée Pipetman M Connected Gilson
- ✓ 8 canaux
- ✓ Légère, force d'éjection réduite et design ergonomique
- ✓ Volume verrouillable
- ✓ Utilisation simple et intuitive avec affichage digital sur écran OLED
- ✓ 4 modes de pipetages : pipeter, répéter, mélanger et inverser
- ✓ Le logiciel Pipetman M Connected permet de créer et transférer jusqu'à 10 protocoles personnalisés

### Certificats :

- ✓ Batterie rechargeable en 3h pour une autonomie de 900 cycles de pipetage
- ✓ Utilisation possible durant la charge
- ✓ Partie basse et éjecteur autoclavables
- ✓ Spécification volumétrique conforme à la norme ISO8655-2
- ✓ Garantie 1 an

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 – 100  $\mu$ l
- ✓ Pointes adaptées : D200, DF100

### Unité de vente :

1 Micropipette