

FICHE TECHNIQUE

Référence	067920
Désignation	Kit mural



Description :

- ✓ Élément mural gris clair muni de 4 pluggers pour le maintien des poches
- ✓ Version inox
- ✓ 10 poches à pivot Sterifold antibactériennes
- ✓ 5 cavaliers (inserts neutres/couleur) pour l'indexage des poches
- ✓ Matériel de fixation vis chevilles et entretoise
- ✓ Poches emballées sous sachet pour les protéger de l'humidité et de la poussière
- ✓ Format A4
- ✓ Poids emballé : 811g
- ✓ Dimensions emballé : 39 x 25 x 5 cm

Unité de vente :

1 Kit mural
