

Désignation

- Kit mural antimicrobien sterifold inox avec 10 poches a pivot format A4 noir

Référence

- 067988

Unité de vente : 1



Description

- Kit mural antibactérien Sterifold en acier inoxydable
- Arrête les germes et les bactéries
- 1 unité murale en acier inoxydable
- 10 pochettes antibactériennes en PVC
- Format A4
- Dimensions : 500 × 350 × 120 mm
- Coloris noir
- 5 onglets à clipser
- Matière PVC
- Les kits Sterifold en inox sont parfaitement adaptés aux lieux où l'hygiène est de mise ! Les kits sont particulièrement adaptés aux environnements de travail soumis aux normes d'hygiène HACCP, ainsi qu'aux environnements humides ou sujets à une contamination de l'eau.
- Fabriqué en France

