

## Désignation

- Pochette cadre affichage Kang Easy clic format A4 antimicrobienne

## Référence

- 067998

Unité de vente : 5



## Description

- Pochettes d'affichage antimicrobiennes Kang Easy Clic
- Fermeture magnétique en coin
- Permet l'affichage recto-verso
- Peut contenir jusqu'à 10 feuilles de papier
- PVC 200  $\mu$  grainé peau d'orange anti-reflets.
- Traitement du PVC aux ions d'argent
- 2 bandes adhésives repositionnables à l'arrière
- Tuent 99,99% des microbes en moins de 2h (testé en laboratoire).
- Format A4
- Transparent

