

Désignation

- Rack plastique pour 60 tubes 100 x 16/17mm
Jusqu'à +100 °c

Référence

- 068106

Unité de vente : 1



Description

- Le support de tubes de 100 x 16/17 mm de diamètre en plastique (polypropylène avec fibre de verre, polyamide avec fibre de verre) convient pour des températures jusqu'à 100°C. Il est possible d'y placer jusqu'à 60 tubes à essai.
- Pour la thermostatisation d'échantillons contenant des solvants ou des acides à plus de 60°C, nous recommandons d'utiliser des supports de tubes à essai en acier inoxydable, car le plastique risque d'être attaqué.

